


Windows 8でのインストールの注意点


Windows8では「Windows SmartScreen」と呼ばれる機能によってインストール前に確認を求められる場合があります。
以下のような画面が表示された場合は手順に従って、インストールを実行してください。

Windows SmartScreen

"Microsoftによって安全性が確認されていないソフト"を容易に起動できないようにする(あくまでも"安全性が確認されていないソフト"の起動をブロックする)機能です。初めてインストールする場合などに動作することがあります。



[詳細情報] を選択して内容を確認します。



[実行] を選択するとインストールが始まります。